


UV 100 L CORPO PARZIALE





Il sistema di terapia UV 100 L è mobile e orientabile sia nella versione con o senza pannelli laterali, consente un'irradiazione omogenea dalla testa ai piedi e può essere collocata facilmente grazie al suo minimo ingombro.

UV 100 L (EQUIPAGGIAMENTO DI BASE)



UV 100 L compatto

Sicurezza

- Uso con comando a dialoghi e domande di sicurezza
- Soglie di dosaggio programmabili
- Funzione di ripetizione dell'irradiazione senza reinserimento della dose
- Codice commutabile per la protezione da uso non autorizzato

Efficienza

- Riflettori interni luminosi, a forma geometrica per l'incremento della potenza
- Parte laterale integrabile in qualsiasi momento, montaggio senza attrezzi
- Ridotto consumo di corrente

Comfort

- Montaggio a parete integrato
- Grandi ruote scorrevoli dotate di bloccaggio per l'uso in mobilità
- Dimensioni compatte

UV 100 L specifiche tecniche


Dimensioni (L x P x A)	599 x 660 x 1877 mm
Mobilità	su tutti i lati con 4 rotelle di guida
Peso (senza imballaggio)	ca. 34 kg
Combinazione di colori	simile RAL 9006 (alluminio bianco) simile RAL 7016 (grigio antracite)
Tensione di collegamento/Frequenza	230 V/50 Hz 220 V/60 Hz
Potenza assorbita max.	0,95 kW/cos φ 0,98 0,90 kW/cos φ 0,98
Cavo di allacciamento	ca. 5 m con spina Schuko
Classificazione secondo MDD	Classe II a



VARIANTI DI DOTAZIONE

Apparecchi singoli (Equipaggiamento di base)	Lampade UV (UVA)	4 x PUVA 100 W
	Lampade UV (UVA)	4 x UVA-1 100 W
	Lampade UV (UVB)	4 x UV 6 100 W (UVB a banda larga)
	Lampade UV (UVB)	4 x TL 01 100 W (UVB a banda stretta)

UV 100 L (EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO)



UV 100 L compatto

Sicurezza

- Uso con comando a dialoghi e domande di sicurezza
- Soglie di dosaggio programmabili
- Funzione di ripetizione dell'irradiazione senza reinserimento della dose
- Codice commutabile per la protezione da uso non autorizzato

Efficienza

- Riflettori interni luminosi, a forma geometrica per l'incremento della potenza
- Parti laterali orientabili per l'irradiazione contemporanea omogenea delle parti del corpo laterali
- Ridotto consumo di corrente

Comfort

- Montaggio a parete integrato
- Maniglie anteriori ergonomiche
- Grandi ruote scorrevoli dotate di bloccaggio per l'uso in mobilità
- Dimensioni compatte

UV 100 L specifiche tecniche

Dimensioni (L x P x A)

Chiuso 599 x 660 x 1877 mm

Aperto 900 x 660 x 1877 mm

Mobilità su tutti i lati con 4 rotelle di guida

Peso (senza imballaggio) ca. 62 kg

Combinazione di colori simile RAL 9006 (alluminio bianco)
simile RAL 7016 (grigio antracite)

Tensione di collegamento/Frequenza 230 V/50 Hz

220 V/60 Hz

Potenza assorbita max. 0,95 kW/cos φ 0,98

0,90 kW/cos φ 0,98

Cavo di allacciamento ca. 5 m con spina Schuko

Classificazione secondo MDD Classe II a



VARIANTI DI DOTAZIONE

Apparecchi singoli (Equipaggiamento completo)	UV-Lampen (UVA)	8 x PUVA 100 W
	Lampade UV (UVA)	8 x UVA-1 100 W
	Lampade UV (UVB)	8 x UV 6 100 W (UVB a banda larga)
	Lampade UV (UVB)	8 x TL 01 100 W (UVB a banda stretta)