



medisun[®] 250

TERAPIA PARZIALE DEL CORPO
FOTOTERAPIA DOMICILIARE



medisun® 250

TERAPIA PROFESSIONALE CON MEDISUN 250

Il sistema compatto **medisun® 250** per il trattamento parziale consente innumerevoli possibilità di trattamento. Il treppiede girevole mobile permette di effettuare il trattamento molto comodamente quando si è sdraiati, in piedi o seduti. L'impostazione della dose in **Joule con**

calcolo automatico del tempo di irradiazione permette una terapia efficace e costante nel tempo. Grazie al grande campo di esposizione di 60 x 40 cm, i piedi, le mani e anche la testa possono essere trattati correttamente oltre a tutte le parti del corpo facilmente accessibili..

CARATTERISTICHE SPECIALI:

- Ideale per l'utilizzo a casa
- 4 lampade UVB a banda stretta TI01 da 20 Watt
- Trattamento da sdraiato, in piedi o seduto
- Modulo orientabile di 180 Gradi – massima flessibilità nelle irradiazioni parziali del corpo
- Altezza regolabile grazie a una molla a gas
- Grandi ruote scorrevoli dotati di bloccaggio per l'uso in mobilità
- Irraggiamento focalizzato e tempi di trattamento brevi
- Controllo a microprocessore con inserimento della dose in Joule e calcolo automatico del tempo di irradiazione
- Soglie di dosaggio programmabili
- Protezione dal contatto diretto delle lampade grazie ad una lastra di vetro acrilico
- Contatore delle ore di funzionamento
- Installazione rapida e semplice
- Semplice da pulire

GUARDA IL VIDEO DEL PRODOTTO:



Product video under
www.medisun.de/en

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|--------------------|
| DIMENSIONI in cm | L 72 x P 52 x A 10 |
| PESO | ca. 25 kg |
| ALIMENTAZIONE | 230 V/ 50 Hz |
| LAMPADE UV | 4x 20W /40W |
| CERTIFICAZIONE CE | CE 0197 |
| WEEE-REG. NO. | DE 91065138 |

Lampade disponibili

| UV range | Lampade | Item-No. |
|--------------------|---------|----------|
| (P)UVA | 4x40W | 5424 |
| UVB ₃₁₁ | 4x20W | 5425 |

2Tmedica S.p.A. è un'azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per la diagnostica e la cura dei pazienti. La nostra missione è migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso l'innovazione tecnologica e l'assistenza personalizzata.

2Tmedica S.p.A. è un'azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per la diagnostica e la cura dei pazienti. La nostra missione è migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso l'innovazione tecnologica e l'assistenza personalizzata.