

medisun[®] Psori comb

FOTOTERAPIA PROFESSIONALE MADE IN GERMANY



medisun® Psori comb

TRATTAMENTO EFFICACE PER AREE CUTANEE E CIRCOSCRITTE

Medisun® Psori comb permette l'irradiazione di aree circoscritte come unghie, viso, ginocchia, polsi, cuoio capelluto. L'elemento a pettine staccabile funge da elemento distanziatore e garantisce la separazione uniforme dei capelli.

Pratica valigetta di custodia

Medisun® Psori comb verrà consegnato in una pratica e leggera valigetta di custodia. In oltre nella fornitura sarà compreso un timer digitale e occhialini di protezione. L'involucro del dispositivo può essere rimosso con un "clic" per garantire una sanificazione facile e immediata.



Pratica valigetta di custodia



Video del prodotto
www.medisun.de/en

Dati tecnici

DIMENSIONI in cm	L 27xL 5.0xA 5.2
PESO	ca. 0,9 kg
ALIMENTAZIONE	230 V/ 50 Hz
LAMPADA UV	1 x 9 W
CERTIFICAZIONE	CE 0197
WEEE-REG. NO.	DE 91065138

Technical changes reserved.

Spettro lampade

UV range	LAMP.	Item-No.
UVA	1x9W	3810
UVB ₃₁₁	1x9W	3757